

TLSO Turtlebrace Kosett Grössentabelle



Masse in cm

	Erwachsene TBTA		Kinder TBPT		Baby TBBT	
	min	max	min	max	min	max
Umfang der Achselhöhlen	91,0	159,3	57,1	100,0	35,9	62,9
Umfang der Taille	91,0	159,3	57,1	100,0	35,9	62,9
Umfang der Hüfte	91,0	159,3	57,1	100,0	35,9	62,9
Länge Oberkörper	61,0	106,8	39,4	67,0	21,0	36,8

Bitte messen Sie zuerst den Brustkorb oder Bauch und die Länge von der Achsel bis zum Trochanter. Verwenden Sie das Korsett, welches ca. 20 % kleiner ist als die gemessenen Masse, damit sich das Korsett dehnen kann und sich beim Erkalten gut an den Körper anschmiegt.

Im warmen Zustand kann das Korsett problemlos auf die gewünschte Form zugeschnitten werden.

Das Korsett hat einen Ausweitungsgrad von ca. 50 %.

Reha-Robotics Deutschland GmbH
Reiherweg 19 - D-83512 Wasserburg/Inn

Telefon : 0049 160 93 44 75 31
info@turtlebrace.de - www.turtlebrace.de